

KÄYTTÖOHJEET



Syövyttävä

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Säädä käyttöohje, jotta voit tarvittaessa lukea sen uudelleen. Vain ulkoiseen käyttöön. Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

1. Mikä SyyEnd PEN on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun tulee tietää ennen kuin käytät SyyEnd PEN -kynää
3. Kuinka käytät SyyEnd PEN -kynää
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Säilytys ja muuta tietoa

SyyEnd™ PEN

1. MIKÄ SYYLEND PEN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

SyyEnd PEN -kynä on tehokas syylienpoistomenetelmä käsien, jalkojen, kyynärpäiden ja polvien syylien käsittelyyn sekä lapsille että aikuisille. Ainutlaatuinen koostumus auttaa kehoa kuivattamaan ja hylkimään syyliä. SyyEnd PEN -liuos imeytyy suoraan syylien sisään eikä jätä jälkiä iholle. Voit heti käsittelyn jälkeen esim. pukea sukat jalkaan tai kylpeä.

SyyEnd PEN -kynä on ruotsalainen patentoitu ja CE-merkitty lääkkinnällinen laite, joka on biologisesti hajoavaa. Liuos tuhoaa bakteereita eikä oikein käytettynä jätä arpia tai aiheuta tulehdusta. Sisältö riittää noin 30 hoitokertaan.

2. MITÄ SINUN TULEE TIIETÄÄ ENNEN KUIN KÄYTÄT SYYLEND PEN -KYNÄÄ

2.1 ÄLÄ KÄYTÄ SYYLEND PEN -KYNÄÄ

- Älä käytä kasvojen tai sukuelinten syyliin, ontelosityliin (molluska), syntymämerkkeihin, liikavarpaisiin, ihokovettumiin tai muihin ihomuutoksiin
- Älä käytä laastaria SyyEnd PEN -kynän kanssa. Laastarin käyttö voi aiheuttaa ihovaurioita, ks. kohta 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET.
- Älä käytä, jos käsitelty syyliä alkaa aristaa, vuotaa verta tai iho ärtyy. Pidä taukoa hoidossa kunnes iho on palautunut.
- Älä käytä SyyEnd PEN -kynää samanaikaisesti muiden syylienpoistomenetelmien kanssa.
- Älä käytä SyyEnd PEN -kynää, jos olet allerginen jollekin sen ainesosista, ks. lista kohdasta 5. SÄILYTYS JA MUUTA TIETOA.

2.2 VAROITUKSET JA VAROITIMET



SyyEnd PEN on **syövyttävää** ja ärsyttävän voimakkaan hajuisia. Ei saa hengittää. Vain ulkoiseen käyttöön. **Ei lasten ulottuville eikä näkyville.**

Ei saa käyttää liikaa! Liika liuos tai virheellinen käyttö voivat aiheuttaa kipua ja ihovaurioita, ks. kohta 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

- Jos käytät liuosta liikaa tai vahingossa levität sitä ympäröivälle iholle, huuhtelee alue heti runsaalla vedellä ihovaurioiden vähentämiseksi.
- Jos liuosta joutuu silmiin, huuhtelee heti useaan kertaan runsaalla haalealla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Ota yhteys lääkäriin tai soita hätänumeroon 112.

Ole erityisen varovainen hoitaessasi syyliä ohuella ihoalueella, esim. lapsilla tai kämmenselässä, ks. 3.1 ANNOSTELU JA KÄYTTÖ ja 3.2 LASTEN SYYLIEN KÄSITTELY.

3. KUINKA KÄYTÄT SYYLEND PEN -KYNÄÄ

3.1 ANNOSTELU JA KÄYTTÖ

SyyEndiä tarvitaan vain hyvin pieni määrä vaikutuksen aikaan saamiseksi. Lue alla olevat ohjeet huolellisesti ennen käyttöä, sillä liuos on syövyttävää. Jotta liuosta ei joudu ympäröivälle ihoalueelle, ole varovainen ja pidä kynästä kiinni tukevalla otteella liuosta annostellessasi. Laita korkki kunnolla kiinni käytön jälkeen.



Avaa korkki kiertämällä sitä, kunnes kynässä oleva oranssi väriskaistale on samassa linjassa korkissa olevan loven kanssa. Kun korkki on oikeassa asennossa, se voidaan irrottaa kynästä. Paina kynän kärkeä kevyesti syyliä vasten yhden sekunnin ajan ja toista kerran. Ole varovainen ettei liuosta mene ympäröivälle iholle.

Onnistunut tulos vaatii **säännöllisen** hoidon kerran viikossa, kunnes syyliä on täysin hävinnyt. Muuten prosessi pysähtyy. Hoidon ollessa epäsäännöllistä kestää prosessi pidempään.

Jos iho ei ole ärtynyt 4-5 hoitoviikon jälkeen, voidaan aikuisten **vanhat ja/tai isot syyllät** käsitellä aina 5 päivän välein. **Älä käytä liuosta liikaa.**

Ohuilla ihoalueilla syylien käsittelyyn voi riittää pienempikin määrä liuosta. Käsittele harvemmin, kuten joka toinen tai joka kolmas viikko.

Jos sinulla on **useampia syyliä**, käsittele ensin vain paria syyliä kahden viikon ajan. Jos iho on tämän jälkeen ennallaan, voit alkaa käsitellä muita syyliä.

Pidä syyliä pehmeänä käsittelykertojen välillä voitelemalla sitä tavallisella ihovoiteella tai öljyllä. Tällöin myös syylien jäänteet saadaan helpommin poistettua.

Syyliä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin, ennen kuin se alkaa kuivua kokoon. Kun syyliä laajenee, ympäröivä iho voi olla arka. Pidä huolta, että iho ei peitä syyliä, katso alla.

Syylien aristaminen tai tykyttäminen voi johtua siitä, että liuosta on annosteltu liikaa, ks. 2.1 ÄLÄ KÄYTÄ SYYLEND PEN -KYNÄÄ, tai syyliä ei ole riittävän hyvin esillä. Jos iho muodostaa kannen syylien päälle, on se avattava esim. pinseteillä, jotta syyliä tulee esiin. Jos syyliä on vanha tai kova, pehmitä se liottamalla aluetta lämpimässä vedessä ennen käsittelyä. Raaputa tai nypi ihoa syylien päältä esim. pinseteillä. Jos syyliä kasvaa sisäänpäin ja sitä peittää paksu iho (jalkapohjan syyllät), ohenna kovettunutta ihoa varovasti. Kynsinahojen syyliä käsiteltäessä kannattaa tehdä pieni reikä ihon pintakerrokseen, jotta liuos pääsee imeytymään syyliin. Älä hio syyliä. Syyllät voivat alkaa aristaa, ja niihin voi muodostua uusi kova pinta.

Muutaman käsittelykerran jälkeen syyllässä alkaa yleensä näkyä mustia pisteitä. Ne ovat syylien verenkierrosta huolehtivia pieniä verisuonia. Tämä on merkki siitä, että hoito tehoaa syyliin. Hoitoa on jatkettava, kunnes mustat pisteet ja syyliä ovat hävinneet kokonaan. Joskus mustista pisteistä voi vuotaa hiukan verta, kun syyliä raaputtaa. Odota muutaman minuutin ajan, että vuoto lakkaa, ennen kuin levität SyyEnd PEN -liuosta. Muutoin ihoa saattaa kirvellä. Kirvelyä voi lievittää huuhtelemalla aluetta kylmällä vedellä.

3.2 LASTEN SYYLIEN KÄSITTELY

Aikuiset huolehtivat aina lasten syylien hoidosta. Noudata annostelu- ja käyttöohjeita (ks. 3.1 ANNOSTELU JA KÄYTTÖ) huolellisesti, sillä liuos on syövyttävää. Pikkulasten iho on pehmeää ja ohutta. Lasten syylien poistamiseen tarvitaan erittäin vähän SyyEnd PEN -liuosta. Syyllät häviävät useimmiten 2–3 käsittelykerran jälkeen.

Alle 4-vuotiaiden lasten syyliä voidaan hoitaa SyyEnd PEN -kynällä, mutta ensin on varmistettava, että kyseessä on syyliä eikä mikään muu ihomuutos. Keskustelee lääkärin tai neuvolan henkilökunnan kanssa ennen hoitoa. Annoksen pienentäminen on erityisen tärkeää, jos kyseessä on alle 4-vuotias lapsi. Käsittele syyliä harvemmin, esim. kahden tai kolmen viikon välein

- Paina kynän kärkeä kevyesti syyliä vasten yhden sekunnin ajan **yhden kerran**.
- Ole varovainen, ettei liuosta mene ympäröivälle iholle.
- Jos lapsi ylettyy nuolemaan syyliä, hoitoalueen voi huuhdella käsittelyn jälkeen, sillä liuos imeytyy heti syyliin.
- Jos käsittely aiheuttaa pistelyä tai kirvelyä, huuhtelee syyliä kylmällä vedellä äläkä annostelee enää lisää liuosta. Liuos on jo ehtinyt imeytyä syyliin.

3.3 DIABEETIKOIDEN SYYLIEN KÄSITTELY

Diabeetikot saavat käyttää SyyEnd PEN -kynää syylien hoitoon vain terveille ja ehjille ihoalueille, joilla ei ole diabeteksen aiheuttamia muutoksia. Hoidossa on oltava erityisen varovainen. Jos ongelmia ilmenee, käänny aina lääkärin/hoitajan tai jalkahoidon ammattilaisen puoleen.

3.4 KUINKA KAUAN SYYLEND-HOITO KESTÄÄ

SyyEnd PEN on erittäin tehokas - useimmat syyllät häviävät eivätkä uusiudu. Joskus voi kuitenkin tulla esiin syyliä, jotka ovat olleet ihon alla jo hoidon alkaessa.

Syyliä on monen näköisiä ja niiden poistamiseen kuluva aika voi vaihdella. Tavallisesti syylien poistoon tarvitaan 5–15 hoitokertaa, mutta määrä voi olla myös vähemmän tai enemmän. Hoidon kesto vaikuttavia tekijöitä ovat mm. ikä, syyllätyyppi, vastustuskyky ja syylien sijainti ja ikä. Heikentynyt vastustuskyky ja esimerkiksi kortisonilääkitys voivat hidastaa syylien häviämistä. Uudet syyllät on usein helpompi poistaa kuin vanhat. Lapsilla syylien hoito on yleensä helpompaa kuin aikuisilla. Useamman vuoden ikäisten kynsinahasyyliin ja sisäänpäin kasvaneiden jalkasyyliin kohdalla hoidon teho voi alkaa varsin hitaasti ja näiden syylien poistamiseen voi kulua huomattavasti pidempi aika.

3.5 MILLOIN LOPETAN SYYLEND-HOIDON

Lopeta SyyEnd PEN -hoito, kun mustia pisteitä ei enää näy, kun syyliä on irronnut tai kuivunut kokoon tai, kun sen tilalla on kuoppa. Iho tasoittuu vähitellen. Jos hoitoa jatketaan, vaikka syyliä on jo hävinnyt, iho voi alkaa punoittaa ja vetistä. Lopeta siinä tapauksessa SyyEndin käyttö välittömästi. Tarkasta syylien kohta muutaman viikon kuluttua. Mahdolliset syylien jäänteet näkyvät pienenä pisteenä. Toista tällöin SyyEnd PEN -käsittely vielä pari kertaa.

3.6 RASKAUS JA IMETYS

SyyEndin käyttöön raskauden tai imetyksen aikana ei liity tunnettuja riskejä.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

SyyEnd PEN sisältää vahvaa happoa, joka liikaa tai väärin käytettynä voi aiheuttaa ihovaurioita, ks. kohta 2.1 ÄLÄ KÄYTÄ SYYLEND PEN -KYNÄÄ. Seuraa kohdan 3.1 ANNOSTELU JA KÄYTTÖ ohjeita välttyäksesi ihovaurioilta.

Käsittelyllä alueella voi ilmetä ohimeneviä haittavaikutuksia, esim. ihon arkuutta, pistelyä, kirvelyä, punoitusta, kipua, polttavaa tunnetta tai verenvuotoa hiussuonista. Pidä taukoa kunnes iho on parantunut.

Liikaa tai väärin käytettynä liuos voi aiheuttaa vakavampia iho-reaktioita, kuten rakkuloita, haavoja, tummia pigmenttimuutoksia iholla, kemiallisia palovammoja, tulehdusta, kudiskuoliota (nekroosi) tai arpia. Vaurioitunut alue tulee pitää puhtaana tulehdusriskin vuoksi. Lopeta hoito ja vakavimmissa ihovauriotapauksissa ota yhteys lääkäriin.

SyyEnd PEN -kynällä on voimakas haju, joka voi olla haitallista hengitysteille ja silmille. Älä haista kynän sisältöä. Haittavaikutuksia voivat olla mm. ärsytys hengitysteissä ja/tai kurkussa, vuotava nenä, vuotavat silmät tai hengitysvaikeudet.

Yksittäisiä yliherkkyysoireita kuten esim. punoitusta, ihotumaa ja kutinaa on raportoitu.

5. SÄILYTYS JA MUUTA TIETOA

Säilytys: **Ei lasten ulottuville eikä näkyville.** Säilytetään 15-25 °C, mieluiten pystyasennossa korkki alaspäin.

Sisältö: Väritön tai hieman ruskea liuos (muurahaishappo, vesi, glyseroli, sitruunaöljy).

Pakkaus: Korkillinen annostelukynä ja käyttöohjeet. Korin avausmekanismi on kaksivaiheinen, katso 3.1 ANNOSTELU JA KÄYTTÖ.

Säilyvyys: Ks. viimeinen käyttöpäivämäärä kynässä ja ulkopakkauksessa. Käytettävä 6 kuukauden kuluessa avaamisesta.

Tämä käyttöohje on tarkistettu viimeksi huhtikuussa 2015.

BRUKSANVISNING



Frätande

Läs bruksanvisningen noga före användning. Spara bruksanvisningen. Du kan behöva läsa den igen. Endast för utvärtes bruk. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

1. Vad SyylEnd PEN är och vad den används för
2. Vad du behöver veta innan du använder SyylEnd PEN
3. Hur du använder SyylEnd PEN
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring och övriga upplysningar

SyylEnd™ PEN

1. VADSYYLENDPEN ÄROCHVADDENANVÄNDSFÖR

SyylEnd PEN är ett effektivt vårtborttagningsmedel för behandling av vårtor på händer, fötter, armbågar och knän på både barn och vuxna. Den unika sammansättningen i SyylEnd PEN hjälper kroppen att torka ut och stöta bort vårtor. SyylEnd PEN absorberas direkt in i vårtan och lämnar inga spår på huden. Du kan genast efter applicering t.ex. ta på strumpor eller bada.

SyylEnd PEN är en svensk patenterad och CE märkt medicinteknisk produkt som är biologiskt nedbrytbar. Lösningen är baktericid och vid korrekt användning ger lösningen inga ärr eller infektioner. SyylEnd PEN räcker till cirka 30 behandlingar.

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER SYYLEND PEN

2.1 ANVÄND INTE SYYLEND PEN

- Använd inte på ansiktsvårtor, könsvårtor, mollusker, leverfläckar, liktornar, hudförhårdnader eller andra hudförändringar.
- Använd inte plåster med SyylEnd PEN. Plåster kan orsaka hudskador, se 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
- Använd inte om behandlad vårta blir öm, blöder eller om huden blir irriterad. Gör uppehåll i behandlingen tills huden är återställd.
- Använd inte SyylEnd PEN i kombination med andra vårtborttagningsmetoder.
- Använd inte SyylEnd PEN om du är överkänslig mot något innehållsämne, se lista i 5. FÖRVARING OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR.

2.2 VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET



SyylEnd PEN är **frätande** med irriterande och stark lukt. Får inte inandas. Endast för utvärtes bruk. **Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.**

Använd inte för mycket! För mycket lösning eller felaktig användning kan ge upphov till smärta och hudskador, se 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR.

- Om du använder för mycket eller av misstag får lösning på omgivande hud, skölj genast rikligt med vatten för att minska hudskada.
- Om du får lösning i ögat, skölj genast rikligt upprepade gånger med ljummet vatten i minst 15 minuter och kontakta läkare eller ring 112.

Var särskilt försiktig vid behandling på tunn hud, t.ex. på barn och oavsida händer, se 3.1 DOSERING OCH ANVÄNDNING och 3.2 BEHANDLING AV BARN.

3. HUR DU ANVÄNDER SYYLEND PEN

3.1 DOSERING OCH ANVÄNDNING

Det behövs ytterst lite lösning för att SyylEnd PEN ska vara verksamt. Läs instruktionen nedan noga eftersom lösningen är frätande. För att undvika att få lösning på den omgivande huden, var försiktig och håll pennan med ett fast grepp vid appliceringen. Sätt på korken ordentligt efter användning.



För att öppna, vrid korken tills orange färg syns i den lilla öppningen i korken. När korken är i rätt position, kan den dras ut från pennan.

Tryck pennspetsen lätt mot vårtan i en sekund, upprepa gång. Var noga med att inte vidröra omgivande hud.

För ett lyckat resultat, behandla **regelbundet** en gång i veckan tills vårtan är helt borta, annars stannar processen. Om behandlingen är oregelbunden tar processen längre tid.

Vid behandling av **gamla och/eller stora vårtor** hos vuxna kan man efter 4-5 veckor börja behandla var femte dag om huden inte är irriterad. **Använd inte för mycket.**

Vid behandling av vårtor på **tunn hud** kan det ibland räcka med mindre mängd lösning. Behandla mer sällan, såsom varannan eller var tredje vecka.

Vid behandling av **många vårtor**, börja med att behandla ett par stycken i några veckor. Om huden är opåverkad kan du börja behandla ytterligare vårtor.

Håll vårtan mjuk mellan behandlingarna genom att smörja in med vanlig hudlotion eller olja. Då kan vårtan lättare komma ut.

Vårtan kan vitna och växa ut inledningsvis, innan den börjar torka ut. När vårtan utvidgas kan det ömma i den omgivande huden. Se till att vårtan inte täcks av hud, se nedan.

Om vårtan känns öm eller det dunkar i den, kan det bero på att man haft på för mycket lösning, se 2.1 ANVÄND INTE SYYLEND PEN, eller att vårtan inte kan komma ut genom huden som täcker vårtan. Om huden ligger som ett lock över vårtan, måste man göra en öppning i huden t.ex. med en pincett för att släppa ut vårtan. Om du har en gammal eller hård vårta, blötlägg området i varmt vatten tills huden är mjuk före behandling. Peta eller rugga upp huden på vårtan t.ex. med en pincett. Vid tjock hud på inåtgående fotvårtor, avlägsna försiktigt bort hård hud. På nagelbandsvårtor kan det behöva göras ett litet hål i yttersta huden så att medlet kan komma in i vårtan. Fila inte på vårtorna. Vårtorna kan bli ömma och det bildas ny hård yta på vårtan.

Efter några behandlingar syns oftast svarta prickar i vårtan. Det är små blodkärl som förser vårtan med blod. Det är tecken på att vårtan är på väg att försvinna och behandling skall fortgå tills svarta prickarna och vårtan är helt borta. Ibland kan de svarta prickarna blöda lite då du skrapat på vårtan. Vänta några minuter med att applicera SyylEnd PEN tills det slutat blöda, annars kan det svida. Om det svider, ha på kallt vatten för att lindra obehaget.

3.2 BEHANDLING AV BARN

Behandling av barn skall alltid utföras av en vuxen. Följ anvisningarna för applicering i 3.1 DOSERING OCH ANVÄNDNING noga då lösningen är frätande. Små barn har mjuk och tunn hud. Använd ytterst lite SyylEnd PEN -lösning på barnvårtor. Vårtorna är oftast borta efter 2-3 behandlingar.

Barn under 4 år kan behandlas med SyylEnd PEN men säkerställ alltid att det verkligen är en vårta och inte någon annan hudförändring. Rådgör med din läkare eller barnrådgivningen före behandlingen. För barn under 4 år är det extra viktigt att minska mängden av lösning. Behandla mer sällan, såsom varannan eller var tredje vecka.

- Tryck lätt penspetsen på vårtan en sekund **endast en gång**
- Var noga med att inte vidröra omgivande hud
- Om barnet kommer åt att slicka på vårtan kan man tvätta det behandlade området eftersom lösningen tränger in direkt.
- Om det svider eller sticker till vid behandling, skölj vårtan med kallt vatten och sätt inte på mer lösning. Den har redan hunnit tränga ner i vårtan.

3.3 BEHANDLING AV PERSONER MED DIABETES

Diabetiker ska enbart använda SyylEnd PEN på vårtor på frisk hud (oskadad och av sjukdom opåverkad) och med extra försiktighet. Vid besvär, rådgör alltid med din läkare/sköterska eller fotvårdsspecialist.

3.4 HURLÅNGE SKA SYYLEND PEN ANVÄNDAS

SyylEnd PEN är mycket effektivt – de flesta vårtor går bort och kommer inte tillbaka. Ibland kan dock vårtor som redan finns under huden komma fram då du börjar behandla.

Vårtor kan se olika ut och det kan ta olika lång tid att ta bort dem. Vanligast är 5 till 15 behandlingar, men det kan också ta kortare eller längre tid. Faktorer som kan påverka hur lång tid du måste behandla innan vårtorna försvinner är din ålder, vilken sorts vårta det är, ditt immunförsvar, var vårtan sitter och hur länge du haft vårtan. Nedsatt immunförsvar och medicinering med t.ex. kortison kan göra att det tar längre tid att bli av med vårtorna. Nya vårtor är oftast enklare att ta bort än gamla vårtor. Barnvårtor är oftast lättare att ta bort än vuxen-vårtor. För inåtgående fotvårtor och nagelbandsvårtor som suttit många år kan det ta lång tid innan man ser en tydlig effekt av behandlingen och det tar betydligt längre tid innan vårtan är helt borta.

3.5 NÄRSKA JAG SLUTA BEHANDLA MED SYYLEND PEN

Sluta med SyylEnd PEN när inga svarta prickar syns eller om vårtan har ramlat bort, skrumpnat ihop eller det är en ”grop” där vårtan suttit. Huden blir slät efteråt. Om man fortsätter behandla för länge efter att vårtan är borta, blir huden lätt rosa och lite vattnig. Sluta då genast att använda SyylEnd PEN. Titta efter några veckor där vårtan har suttit, om du ser en liten prick, finns vårtrester kvar. Behandla då med SyylEnd PEN ett par gånger till.

3.6 VID GRAVIDITET OCH AMNING

Inga kända risker finns vid graviditet och amning.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

SyylEnd PEN innehåller en stark syra. Om SyylEnd PEN används för mycket eller felaktigt kan detta orsaka hudskador, se 2.1 ANVÄND INTE SYYLEND PEN. Följ anvisningarna för applicering i 3.1 DOSERING OCH ANVÄNDNING för att undvika hudskador.

Övergående biverkningar på det behandlade området kan förekomma, som t.ex. ömhet, stickning, sveda, rodnad, smärta, brännande känsla, blödning från blodkapillärerna. Gör uppehåll i behandlingen tills huden är återställd.

För mycket lösning eller felanvändning kan leda till kraftiga biverkningar, t.ex. blåsor, sår, mörk pigmentering av huden, kemisk brännskada, inflammation, vävnadsdöd (nekros) eller ärrbildning. Det skadade området ska hållas rent för att det inte ska bli infekterat. Avbryt behandlingen och vid allvarlig hudskada kontakta läkare.

SyylEnd PEN har stark lukt som kan vara irriterande för andningsvägar och ögon. Lukta inte på innehållet i pennan. Biverkningar kan vara t.ex. irritation i luftvägarna och/eller hals, rinnande snuva, rinnande ögon, andnöd.

I enstaka fall har överkänslighetsreaktioner som t.ex. rodnad, utslag och klåda rapporterats.

5. FÖRVARING OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förvaring: **Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.** Förvaras i 15-25 °C, helst upprätt med korken nedåt.

Innehåll: Ofärgad till svagt brun lösning (myrsyra, vatten, glycerol, citronolja).

Förpackning: Pennapplicator med kork och bruksanvisning. Korken har en öppningsfunktion i två steg, se 3.1 DOSERING OCH ANVÄNDNING.

Hållbarhet: Se utgångsdatum på pennan och ytterförpackningen. Använd inom 6 månader efter öppning.

Denna bruksanvisning ändrades senast april 2015.